

## Αναπνέοντας μέσω τραχειοστομίας

Μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες της μύτης και του ανώτερου αναπνευστικού είναι η θέρμανση και ύγρανση του εισπνεόμενου αέρα. Μετά την λαρυγγεκτομή η μύτη δεν είναι ικανή να εκτελέσει αυτή τη λειτουργία. Καθώς τώρα αναπνέετε απευθείας από την τραχειοστομία. Συχνά αυτό μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες παρενέργειες όπως αυξημένη συχνότητα βήχα και παραγωγή φλεγμάτων, αϋπνία και άλλα προβλήματα κοινωνικής φύσης.



## Αναπνέοντας μέσω φίλτρου θέρμανσης ύγρανσης HME

Τα φίλτρα θέρμανσης ύγρανσης HME τοποθετούνται μπροστά από την τραχειοστομία σας και μπορεί να τα αποκαλέσει κάποιος τεχνητή μύτη. Το ειδικά επεξεργασμένο αφρώδες υλικό μέσα στην κασέτα του HME, μερικώς αντικαθιστά την λειτουργία της μύτης σας. Για να μεγιστοποιήσετε τα οφέλη από την χρήση φίλτρου ύγρανσης θέρμανσης HME, είναι σημαντικό να το φοράτε συνεχώς, ημέρα και νύχτα (24/7), όπως η μύτη σας.



## Πλεονεκτήματα χρήσης φίλτρου θέρμανσης ύγρανσης HME

1. Υγεία για το αναπνευστικό σας σύστημα.

Έρευνες έχουν δείξει ότι φορώντας φίλτρο θέρμανσης ύγρανσης HME συνεχώς, 24 ώρες την ημέρα, συχνά μπορεί να μειώσει τον βήχα και την παραγωγή φλεγμάτων.

2. Υγιεινή

Φορώντας ένα φίλτρο θέρμανσης ύγρανσης HME συχνά μπορεί να μειωθεί η ανάγκη καθαρισμού της τραχειοστομίας και αποφεύγεται η απευθείας επαφή των δακτύλων με την τραχειοστομία.

3. Εμφάνιση

Φορώντας ένα φίλτρο θέρμανσης ύγρανσης HME καλύπτεται η τραχειοστομία και δεν ξενίζει τόσο στην όψη.

4. Φωνή

Οι χρήστες φωνητικών προθέσεων συχνά αναφέρουν ότι έχουν καλύτερη ποιότητα φωνής και τους είναι πιο εύκολο να κλείσουν της τραχειοστομία τους.

5. Ποιότητα ζωής

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι λαρυγγεκτομηθέντες που χρησιμοποιούν συνεχώς φίλτρο θέρμανσης ύγρανσης HME, αναφέρουν ότι έχουν καλύτερο ύπνο και είναι λιγότερο κουρασμένοι.



Αναπαύσεως 6 Μέτρ, 11636 Αθήνα  
Τηλ: 2109219160, Fax: 2109212460  
Email: [info@getremed.gr](mailto:info@getremed.gr)