



# GETRE MED LTD

medical supplies



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
2024-2025

**04**



Εξοπλισμός  
Χειρουργείου



**09**

Εξοπλισμός  
Χειρουργικής  
Τραχήλου

**16**

Εξοπλισμός  
Ενδοσκοπικής  
Χειρουργικής



**23**



Εξοπλισμός  
Ιατρείου

**24**

Βασικός  
Εξοπλισμός

**32**

Ενδοσκοπικός  
Εξοπλισμός



**35**

Ακοολογικός  
Εξοπλισμός

**42**

Εξοπλισμός  
Ιατρείου  
ρογχοπαθειών

## Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Από το 1985, η Εταιρεία μας εξειδικεύεται στον ΩΡΛ χώρο, παρέχοντας αξιόπιστες λύσεις και υψηλού επιπέδου τεχνική υποστήριξη.

Από το βασικό εξοπλισμό του ιατρού μέχρι τις εξειδικευμένες συσκευές υψηλής τεχνολογίας του χειρουργείου, καλύπτουμε με αφοσίωση και συνέπεια όλες τις ανάγκες του ΩτοΡινοΛαρυγγολόγου.

Παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις νέες εξελίξεις στην ιατρική τεχνολογία και ενημερώνουμε την ελληνική ΩΡΛ οικογένεια για τις εφαρμογές της στην ειδικότητα. Είμαστε κοντά στο νέο γιατρό, βοηθώντας στην καλύτερη πληροφόρηση του πάνω στις μοντέρνες τεχνολογικές εφαρμογές, παρέχοντας συγχρόνως οικονομικά προσιτές, αλλά και αξιόπιστες προτάσεις για το ξεκίνημά του. Πρωτοπορούμε στην μετά πώληση υποστήριξη, με εκπαίδευση των γιατρών στη χρήση των συσκευών και παρουσία εξειδικευμένου τεχνικού στο χειρουργείο, όποτε και για όσο διάστημα χρειαστεί.



# Εξοπλισμός Χειρουργείου

## Χειρουργικές τράπεζες



- Χειρουργική τράπεζα τελευταίας τεχνολογίας και **σύγχρονης εργονομικής** σχεδίασης.
- Διαθέτει μεγάλη **δυνατότητα προσαρμογής** και **εύρος εξαρτημάτων**, ώστε να ανταποκρίνεται στις χειρουργικές απαιτήσεις κάθε ειδικότητας.



## Χειρουργικοί προβολείς



- Σκιαλυτικός φωτισμός **τεχνολογίας LED.**
- **Ομοιόμορφος φωτισμός** πεδίου.
- **Ρυθμιζόμενη διάμετρος** οπτικού πεδίου.
- Ρυθμιζόμενη ένταση **φωτισμού** και **θερμοκρασία** χρώματος.

# Χειρουργικό μικροσκόπιο PRO ENT



ΟΙΚΟΣ KAPS GERMANY



- Σύγχρονης τεχνολογίας και άριστης οπτικής ποιότητας με **LED φωτισμό**.
- Διαθέτει ηλεκτρονική ρύθμιση της **εστίασης** (Focus) και της **μεγέθυνσης** (Zoom).
- Σταθεροποίηση της κεφαλής με **ηλεκτρομαγνητικά φρένα**.
- HD Camera.

# Χειρουργικό ΩΡΛ Laser CO2 Unilas Touch



- Ισχύος 40 Watt.
- Διαθέτει εύκαμπτες ίνες **Hollow fibers**, χειρολαβή ρινός, χειρολαβή στόματος - φάρυγγα.
- Scanner.
- Συσκευή απαγωγής καπνού με **ασύρματη σύνδεση**.





## Εξοπλισμός Χειρουργικής Τραχήλου

# Monitor Νευροδιέγερσης NIM VITAL



ΟΙΚΟΣ MEDTRONIC XOMED USA



- Συσκευή ειδικά σχεδιασμένη για **ανίχνευση, διέγερση, καταγραφή και διεγχειρητική παρακολούθηση** των κινητικών νεύρων του εγκεφάλου.
- Λειτουργία **Nerve Assure** και **Nerve Trend** για παρακολούθηση με αυτοματοποιημένο και μη αυτοματοποιημένο τρόπο της κατάστασης του νεύρου στην πορεία της επέμβασης.

# FLUOBEAM LX



- Σύστημα **διεγχειρητικής φλουροσκοπικής ανίχνευσης** και **απεικόνισης παραθυροειδών αδένων** και λεμφαδένων σε επεμβάσεις θυρεοειδεκτομής, παραθυροειδεκτομής και λεμφαδενικού καθαρισμού τραχήλου.
- Ανιχνεύει και απεικονίζει με ακρίβεια τους **παραθυροειδείς αδένες** και επιβεβαιώνει την θέση τους.

# Γεννήτρια υπερήχων



ΟΙΚΟΣ HOCERMED CHINA



- **Λαβίδα ηλεκτροθερμικής απολίνωσης και διατομής υπερήχων** 9εκ με κυρτές σιαγόνες.
- Αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου **απολίνωσης και διατομής αγγείων** έως 5χιλ.
- Χαμηλής θερμοκρασίας λειτουργίας 80-100°C.
- Χαμηλής θερμικής διασποράς <0.8χιλ.

# Σύστημα παρασκευής ιστών, αιμόστασης και απολίνωσης αγγείων "LAMIDEY MCB"



ΟΙΚΟΣ LAMIDEY NOURY MEDICAL FRANCE



Συνοδευόμενο  
από διπολική  
λαβίδα  
απολίνωσης  
**THERMOCISION**



- Διπολική λαβίδα **thermocision** πολλαπλών χρήσεων.
- Ειδικά σχεδιασμένη για περιστατικά τραχήλου.
- Επιτυγχάνει μέγιστη χειρουργική ακρίβεια και ασφάλεια με **ελάχιστη θερμική μεταφορά** στους ιστούς.

# Γεννήτρια παλμικού πλάσματος



ΟΙΚΟΣ MEDTRONIC ADVANCED ENERGY LLC USA



- Το **χειρουργικό σύστημα PEAK** ενδείκνυται για την κοπή και αιμόσταση κατά τη διάρκεια γενικών, πλαστικών, καρδιοχειρουργικών και επανορθωτικών (όπως οι τομές στο δέρμα & η δημιουργία δερματικών κρημών), ωτορινολαρυγγολογικών, γυναικολογικών, ορθοπεδικών, αρθροσκοπικών, σπονδυλικών και νευροχειρουργικών επεμβάσεων.
- Το ακρόδιο διαθέτει **κεραμική επίστρωση** επιτυγχάνοντας χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας, χαμηλό προφίλ θερμικής διασποράς.
- Διαθέτει **απαγωγή καπνού**.

# Συσκευή ραδιοσυχνοτήτων CURIS διπλής συχνότητας



ΟΙΚΟΣ SUTTER GERMANY



- Η συσκευή ραδιοσυχνοτήτων **Curis** μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μονοπολική αλλά και ως διπολική διαθερμία λειτουργώντας στην περιοχή των ραδιοκυμάτων (4MHz) για πιο **ακριβές κόψιμο, ισχυρή αιμόσταση** και **μείωση** της καταστροφής του ιστού.
- Λειτουργία **"Auto RF"** η οποία ρυθμίζει την ένταση της διοχετευόμενης ενέργειας.
- Δυνατότητα σύνδεσης:
  - **Μονοπολικών** ηλεκτροδίων κοπής και αιμόστασης.
  - **Διπολικών** ηλεκτροδίων συρρίκνωσης ιστών (κόγχες, μαλθακή υπερρώα, βάσης γλώσσας, γλωσσικές αμυγδαλές).



## Εξοπλισμός Ενδοσκοπικής Χειρουργικής



# Σύστημα καθοδηγούμενης χειρουργικής STEALTH S8 EM ENT



ΟΙΚΟΣ MEDTRONIC SURGICAL NAVIGATION TECHNOLOGIES USA



- Σχεδιασμένο για διεγχειρητική καθοδήγηση με **απόλυτη ασφάλεια** και **ακρίβεια** κατά την διάρκεια ενδοσκοπικών ρινοχειρουργικών επεμβάσεων και επεμβάσεων βάσεως κρανίου.
- **Δυνατότητα σύνδεσης** με πλοηγόσιμα γλύφανα shaver.

## Χειρουργικός ενδοσκοπικός πύργος υπερυψηλής ανάλυσης 4K



- Ο Χειρουργικός ενδοσκοπικός πύργος είναι τελευταίας τεχνολογίας, **ύψιστης ποιότητας και ευκρίνειας** (4K-Ultra High Definition) και είναι ιδανικός για όλα τα είδη ενδοσκοπικών επεμβάσεων.
- Διαθέτει σύστημα καταγραφής **βίντεο** και διαχείρισης ασθενών **Divas**.

# Χειρουργικός ρομποτικός βραχίονας ENDOFIX EXO



- Είναι **ιδανικός για συγκράτηση και έλεγχο** του ενδοσκοπίου σε ΩΡΛ ενδοσκοπικές επεμβάσεις ρινός, ωτοχειρουργικής και βάσεως κρανίου.
- Ιδανικός για ενδοσκοπική χρήση **2Hands technique**. Δίνει την ευελιξία στον χρήστη να έχει **ελεύθερα χέρια** και καθιστά την επέμβαση πιο ξεκούραστη και γρήγορη.

## Χειρουργικά ενδοσκόπια υψηλής HD και υπερυψηλής 4K ανάλυσης



- Υψηλής διαπερατότητας φως και **υπερυψηλής ευκρίνειας**.
- Παρέχουν **μεγάλη, φωτεινή και καθαρή εικόνα**.
- Διαθέτουν **υψηλή αντοχή** στην καταπόνηση.

# Πολυλειτουργική κονσόλα IPC



ΟΙΚΟΣ MEDTRONIC USA



- Για ΩΡΛ ενδοσκοπικές και μικροσκοπικές επεμβάσεις με ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού του άκρου της οπτικής κατά την διάρκεια ενδοσκοπικών επεμβάσεων ρινός.
- Δυνατότητα σύνδεσης με:
  - Πλοηγήσιμη χειρολαβή **shaver M5 30K** στροφών (ευθεία και κυρτά περιστρεφόμενου άκρου **360° γλύφανα** και **φρέζες**).
  - Νευρο-Ωτοχειρουργική χειρολαβή **High speed drill MR8**.
  - **Microtour Skeeter**.

## Σετ χειρουργικών εργαλείων



- FESS
- ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ
- ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
- ΤΡΑΧΗΛΟΥ
- ΩΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
- ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΩΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
- ΜΙΚΡΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
- ΑΜΥΓΔΑΛΕΚΤΟΜΗΣ
- ΑΔΕΝΟΤΟΜΗΣ
- ΒΑΣΗΣ ΚΡΑΝΙΟΥ-ΥΠΟΦΥΣΗΣ

# Εξοπλισμός Ιατρείου



# Βασικός Εξοπλισμός



## Διαγνωστική μονάδα ΟΤΛΑΡΗΑΡΙ



- Η μονάδα είναι **μεταλλική** (γαλβανισμένος χάλυβας) με **ηλεκτροστατική βαφή**.
- **Εργονομικά** σχεδιασμένη και τροχήλατη.
- Περιλαμβάνει ό,τι απαιτείται για την **διενέργεια πλήρους εξέτασης**.

# ENT Treatment Unit XU1 SMART & Instrument Cabinet XI5



ΟΙΚΟΣ CHAMMED KOREA



- Εξεταστική μονάδα **πλήρως** λειτουργική, τροχήλατη.
- Διαθέτει δυνατότητα **συνδυασμού με συρταριέρα**.
- Περιλαμβάνει ό,τι απαιτείται για τη **διενέργεια πλήρους εξέτασης**.

## Εξεταστικό μικροσκόπιο SOM-62



ΟΙΚΟΣ KAPS GERMANY



- Φέρει πρόσθιο αντικειμενικό φακό **F250 χιλ.**
- Διαθέτει πηγή φωτισμού **LED.**
- Μεγέθυνση **τριών βημάτων.**

## Εξεταστική έδρα – Χειρουργικό κρεβάτι EDGE E



- Δυνατότητα περιστροφής κατά **360°** με επιλογή σταθεροποίησης σε οποιαδήποτε θέση.
- **Πλήρως ηλεκτρική** με ασύρματο ποδοδιακόπτη 8 κουμπιών για τον έλεγχο των λειτουργιών
- **Οριζοντιώνεται πλήρως** σε χειρουργικό κρεβάτι.

## Εξεταστική καρέκλα ασθενούς Ω.Ρ.Λ. Ιατρείου 88/FA COMFORT2



- Διαθέτει **αθόρυβο** ηλεκτρομηχανικό σύστημα ρύθμισης **καθ' ύψος**.
- Διαθέτει **αθόρυβο** ηλεκτρομηχανικό σύστημα ρύθμισης **ανάκλισης πλάτης**.

# Σκαμπώ Ιατρού

ΟΙΚΟΣ DANTSCHKE GERMANY



ΟΙΚΟΣ EDGE SURGICAL SOLUTIONS ITALY



Χειρουργικό  
σκαμπό

## Σετ εργαλείων

ΟΙΚΟΣ FENTEX GERMANY

FENTEX  
■ ■ ■ medical



Περιλαμβάνει:

- Ρινοσκόπιο παιδών & ενηλίκων
- Άγκιστρα ώτων Wagener
- Αναρρόφηση Frazier σε διάφορα μεγέθη
- Τονοδότης Hartmann
- Αιμοστατική Λαβίδα τύπου Halsted-Mosquito, τύπου Bengolea & τύπου Negus
- Ρινολαβίδα Lucae
- Ωτοσκόπιο παιδών & ενηλίκων



## Ενδοσκοπικός Εξοπλισμός



# Ενδοστροβοσκόπιο

XION  
medical

ΟΙΚΟΣ XION GERMANY



- Ενδοστροβοσκοπικό σύστημα υψηλής ευκρίνειας – **Full HD**, με ενσωματωμένη πηγή LED και είσοδο ειδικών ηλεκτροδίων για **διενέργεια Ηλεκτρογλωττογραφήματος**.
- Λογισμικό αρχειοθέτησης, διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων, εικόνων και βίντεο **"DIVAS"**.
- Εξειδικευμένες εξετάσεις φώνησης:
  - EGG – STROBOSCOPY ANALYSIS
  - VOICE RANGE PROFILE – SINGING-VOICE ANALYSIS
  - SPEAKING-VOICE ANALYSIS – STROBOKYMOGRAPHY
  - VOICE STRAIN TEST – Εξέταση VOICE HANDICAP INDEX 32 33
  - Εξέταση FEES (Flexible Endoscopic Evaluation of Swallowing)

## Εύκαμπτο ενδοσκόπιο

- Είναι σύγχρονης τεχνολογίας με υψηλής ποιότητας οπτικό σύστημα.
- Έχει μικρό βάρος και εργονομική λαβή για να διευκολύνει τον χρήστη κατά την εξέταση.
- Παρέχει μεγάλη, φωτεινή και καθαρή εικόνα.
- Διαθέτει υψηλή αντοχή στην καταπόνηση.
- Διαθέτει υψηλής ποιότητας οπτικές ίνες με συνέπεια την άριστη αγωγιμότητα του φωτισμού στο πεδίο.



## Βιντεοεύκαμπτο ενδοσκόπιο

- Ικανοποιεί κάθε πιθανή ανάγκη κατά την εξέταση παρέχοντας άριστα οπτικά και μηχανικά χαρακτηριστικά.
- Είναι Υψηλής Ευκρίνειας – HD και διαθέτει εργονομική σχεδίαση.



## Άκαμπτα ενδοσκόπια

- Είναι σύγχρονης τεχνολογίας με υψηλής ποιότητας οπτικό σύστημα.
- Έχει μικρό βάρος και εργονομική λαβή για να διευκολύνει τον χρήστη κατά την εξέταση.
- Παρέχει μεγάλη, φωτεινή και καθαρή εικόνα.
- Διαθέτει υψηλή αντοχή στην καταπόνηση.
- Διαθέτει υψηλής ποιότητας οπτικές ίνες με συνέπεια την άριστη αγωγιμότητα του φωτισμού στο πεδίο.





## Ακοολογικός Εξοπλισμός

# Ακοολογικός θάλαμος S-BASIC

Sibelmed

ΟΙΚΟΣ SIBELMED SPAIN



- Κατασκευασμένος με υλικά τελευταίας τεχνολογίας για την επίτευξη **καλύτερης μόνωσης**.
- Οι εξωτερικές επιφάνειες **μπορούν να πλυθούν** ενώ στο εσωτερικό του έχει **φωτισμό**.

# Κλινικός Ακοογράφος r37a



- Εκτελεί: Pure tone test, Autothreshold, ABLB, Ομιλίας, Stenger, DLI, SISI, Bekesy, Tone, Decay, MLB, Multifrequency, GAP, DLF.
- Δημιουργείται αναφορά σε pdf κατευθείαν από τη συσκευή και **αποθηκεύεται σε USB, σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή και λογισμικό διαχείρισης και αποθήκευσης δεδομένων.**
- Διαθέτει **ADC ακουστικά.**
- Δύναται να συνδεθεί με **εξωτερικό θερμικό εκτυπωτή.**

# Κλινικός Τυμπανογράφος r36m



- Εκτελεί: Τυμπανομετρία, Acoustic Reflex, Reflex Decay, Quick test: check, screening and Decay, Acoustic Reflex Latency test (ARLT), ETF (Intact perforated and patulous), Ειδικά τεστ (Growth-DLI και Non-acoustic).
- Δημιουργείται αναφορά σε pdf κατευθείαν από τη συσκευή και **αποθηκεύεται σε USB**.
- Διαθέτει **ακροφύσιο 226Hz**.
- Δύναται να συνδεθεί με ηλεκτρονικό υπολογιστή και λογισμικό διαχείρισης και **αποθήκευσης δεδομένων και με εξωτερικό θερμικό εκτυπωτή**.

## Φορητός Τυμπανογράφος r16m

- Εκτελεί: Τυμπανομετρία, Reflexes, Quick test, Τυμπανομετρία πολλών συχνοτήτων.
- Διαθέτει οθόνη αφής TFT 7 ιντσών, σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή και λογισμικό διαχείρισης & αποθήκευσης δεδομένων.
- Δύναται να διαθέτει Wi-fi θερμικό εκτυπωτή & USB πληκτρολόγιο.
- Διαθέτει ακροφύσιο HF, τσάντα μεταφοράς.



## Φορητός Ακουγράφος r17a

- Εκτελεί: Ακουομετρία καθαρού τόνου, Αέρος, Οστού, Ομιλίας, Autothreshold, παιχνιδιο-ακουομετρία (demo).
- Διαθέτει οθόνη αφής TFT 7 ιντσών, σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή και λογισμικό διαχείρισης και αποθήκευσης δεδομένων.
- Δύναται να συνδεθεί με Wi-fi θερμικό εκτυπωτή και USB εξωτερικό πληκτρολόγιο.
- Διαθέτει ενσωματωμένο μικρόφωνο για επικοινωνία με τον ασθενή και κουμπί ανταπόκρισης για τον ασθενή, τσάντα μεταφοράς.



## Φορητή συσκευή r14o ωτοακουστικών εκπομπών

- Διαθέτει Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 3,6V/3,1Ah.
- Διαθέτει επιτραπέζια βάση για φόρτιση μπαταρίας.
- Διαθέτει εσωτερική μνήμη για πάνω από 1.000 τεστ.
- Διαθέτει μεταφορά δεδομένων σε υπολογιστή: μέσω Bluetooth 2.1 & μέσω καλωδίου USB
- Οθόνη αφής 7" TFT.



# Συσκευή προκλητών δυναμικών & Ωτοακουστικών εκπομπών ELIOS



- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: **MAIN UNIT, ABR /AABR & ΤΕΟΑΕ.**
- Η συσκευή διαθέτει έγχρωμη οθόνη **TFT 3,5"**, δύναται να λειτουργήσει **ως φορητή** ή να συνδεθεί με ηλεκτρονικό υπολογιστή **μέσω θύρας USB.**
- Μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι **2000 ασθενείς**, έχει μπαταρία λιθίου με **αυτονομία 5 ώρες.**
- Η συσκευή διαθέτει τη δυνατότητα αναβάθμισης με **ASSR, oVEMP/cVEMP, EcochG, DPMC, DPOAE, Shift-OAE, AUDIO.**



## Βιντεονυσταγμογράφος VNG



- **eVNG USB** με laptop, εκτελεί ψηφιακή παρακολούθηση των κινήσεων του οφθαλμού για αυθόρμητο νυσταγμό (spontaneous nystagmus), θερμικές (caloric) κινήσεις και κινήσεις θέσης (positional).
- Δύναται να αναβαθμιστεί και να εκτελεί τις εξής δοκιμασίες: **σακκαδικές, οπτοκινητικές και περιστρεφόμενης καρέκλας δοκιμές**
- Δύναται να περιλαμβάνει **e-HIT**.

## Συστήματα ισοροπίας



Ολοκληρωμένο σύστημα **EDM «CLASSIC»** για την ανάλυση του βίντεο-οφθαλμικού σήματος με βάση το EDM Λογισμικό, το οποίο λειτουργεί όχι μόνο στην περιφερειακή απόκτηση και διέγερση, αλλά διαχειρίζεται επίσης τα αρχεία ασθενών, εξετάσεις, τον κατάλογο ασθενών και γιατρών.



Εξοπλισμός  
Ιατρείου  
ρογχοπαθειών

# Συσκευή ραδιοσυχνοτήτων BM780II



ΟΙΚΟΣ SUTTER GERMANY



- Λειτουργία **Auto RF** η οποία ρυθμίζει την ένταση της διοχετευόμενης ενέργειας.
- Δυνατότητα σύνδεσης:
  - **Μονοπολικών** ηλεκτροδίων κοπής και αμόστασης.
  - **Διπολικών** ηλεκτροδίων συρρίκνωσης ιστών (κόγχες, μαλθακή υπερώα, βάσης γλώσσας, γλωσσικές αμυγδαλές).

## Σύστημα μελέτης ύπνου SLEEP & GO MODEL A



- **Πολυσωματοκαταγραφικό μόνιτορ τύπου III** σχεδιασμένο για την διάγνωση των διαταραχών που σχετίζονται με τον ύπνο.
- **Πλήρως φορητό** και μπορεί να το έχει πάνω του ο εξεταζόμενος.
- **Διαθέτει ένδειξη επί της οθόνης** για την ποιότητα των καταγραφόμενων σημάτων καθώς και για την κατάσταση του εξοπλισμού.
- Διαθέτει τις κάτωθι μετρήσεις: Ροή αέρα μέσω ρινικού στομίου, Μελέτη ροχαλητού μέσω ρινικού στομίου, Μελέτη θωρακικής προσπάθειας, Μελέτη παλμικής Οξυμετρίας (κορεσμός), Μέτρηση καρδιακού ρυθμού, Θέση σώματος, Δραστηριότητα.

# Σύστημα μελέτης ύπνου SLEEP & GO MODEL B

Sibelmed

ΟΙΚΟΣ SIBELMED SPAIN



- **Πολυσωματοκαταγραφικό μόνιτορ τύπου III** σχεδιασμένο για την διάγνωση των διαταραχών που σχετίζονται με τον ύπνο.
- **Πλήρως φορητό** και μπορεί να το έχει πάνω του ο εξεταζόμενος.
- **Διαθέτει ένδειξη επί της οθόνης** για την ποιότητα των καταγραφόμενων σημάτων καθώς και για την κατάσταση του εξοπλισμού.
- **Διαθέτει τις κάτωθι μετρήσεις:** Ροή αέρα μέσω ρινικού στομίου, Μελέτη ροχαλητού μέσω ρινικού στομίου, Επίπεδο πίεσης CPAP, Αισθητήρα θερμοκρασίας (Thermocouple), Μελέτη θωρακικής προσπάθειας, Μελέτη κοιλιακής προσπάθειας, Μελέτη κίνησης των άκρων, Μελέτη παλμικής Οξυμετρίας (κορεσμός), Μέτρηση καρδιακού ρυθμού, Καρδιακού παλμού, Θέση σώματος, Δραστηριότητα, Bluetooth (real time)

## SOMNIBEL Συσκευή ελέγχου θέσεων ύπνου



- Συσκευή **κλάσης IIa** που χρησιμοποιείται για την μείωση των υπνικών απνιών που οφείλονται στην θέση του ασθενούς.
- Είναι **ελαφρύ, αθόρυβο** και **εύκολο** στην χρήση, δεν χρειάζεται περίοδο προσαρμογής, δεν επηρεάζει τα διάφορα στάδια του ύπνου.
- Κατάλληλο για ταξίδια λόγω του **μικρού του μεγέθους**, είναι μη επεμβατικό.

## (CPAP) Μάσκα υπνικών απνοιών AUTOCPAP

- Συσκευή θετικής πίεσης **AUTOCPAP** για την θεραπεία της υπνικής άπνοιας.
- Η Συσκευή συνοδεύεται από υγραντήρα, σωλήνα, μάσκα, καλώδιο ρεύματος, κάρτα Micro SD και έντυπο οδηγιών χρήσης



## INAP Σύστημα αρνητικής πίεσης για την θεραπεία της υπνικής άπνοιας

- Είναι **μικρών διαστάσεων** και **ελαφριά συσκευή**.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κατά την διάρκεια **ταξιδιών**, λειτουργεί με **επαναφορτιζόμενη μπαταρία**, είναι **αθόρυβη** και **διακριτική**.



## Ενδοστοματικές συσκευές



- Προωθούν την γνάθο για την **αντιμετώπιση του ροχαλητού** και του **συνδρόμου υπνικής άπνοιας**.
- Οι συσκευές είναι κατασκευασμένες από **θερμοπλαστικό** υλικό το οποίο όταν θερμανθεί εμβαπτιζόμενο σε ζεστό νερό μαλακώνει και μορφοποιείται στο σχήμα της οδοντοστοιχίας.



# ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΑΣ



**AKTORmed GmbH** GERMANY




**CHAMMED CO., LTD** KOREA



**DANTSCHKE MEDIZINTECHNIK GmbH & Co. KG** GERMANY



**EDGE SURGICAL SOLUTIONS** ITALY



**EUROCLINIC,** ITALY



**ELECTRONIQUE DU MAZET** FRANCE (**X-ECHODIA S.A.S** FRANCE)



**FENTEX MEDICAL GMBH** GERMANY



**FLUOPTICS SAS BHT** FRANCE



**FORAS MEDICAL** TURKEY



**FRASTEMA** ITALY



**HOCER (TIANJIN) MEDICAL TECHNOLOGIES CO., LTD**



**INFIMED sp.zo.o** POLAND



**KARL KAPS GMBH & CO. KG** GERMANY



**LIMMER LASER GMBH,** GERMANY



**LAMIDEY NOURY MEDICAL** FRANCE



**MEDTRONIC ADVANCED ENERGY LLC** USA



**MEDTRONIC SURGICAL NAVIGATION TECHNOLOGIES** USA



**MEDTRONIC – XOMED** USA



**M.R.S. SRL (RESONANCE)** ITALY



**SIBEL S.A.U** SPAIN



**SUTTER MEDIZINTECHNIK GMBH** GERMANY



**SOMNICS,** TAIWAN



**TOMED,** GERMANY



**XION** GERMANY



## ΓΕΤΡΙΜΕΝΤ ΕΠΕ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ

📍 Κεντρικά: Αναπαύσεως 6 Μετσ, 11636, Αθήνα  
Υποκατάστημα: Καρέα 14-18, Μετσ, 11636, Αθήνα  
☎ 210 9219160 & 210 9234957 📞 210 9212460  
✉ info@getremed.gr



[www.getremed.gr](http://www.getremed.gr)