


Εξοπλισμός & Τεχνολογικές Λύσεις

Μικρο – Ενδο - Λαρυγγοσκόπηση


Περιγραφή	Οίκος	Φωτογραφία	Τιμή
4K Ενδοσκοπικός χειρουργικός πύργος	XION		110.000€ +24% ΦΠΑ
Χειρουργικό μικροσκόπιο PRO ENT Vario LED	Kaps		31.100€ +24% ΦΠΑ
CO2 laser Unilas Touch	Limmer		80.000€ +24% ΦΠΑ
Blue laser 450nm	Pioon		8.300€ +24% ΦΠΑ

Ενδοσκόπια ρινός και ενδολαρυγγοσκόπησης	EMOS		1.368€ +24% ΦΠΑ
Συσκευή ραδιοσυχνοτήτων Curis 4MHz, με ηλεκτρόδια λάρυγγα Arrow tip	Sutter		16.700€ +24% ΦΠΑ
Ρομποτικός βραχίονας Endofix Exo του οίκου	Aktormed		55.000€ +24% ΦΠΑ
Χειρουργικά εργαλεία μικρολαρυγγοσκόπησης	Fentex		11.520€ +24% ΦΠΑ

Εμφυτεύσιμο υλικό αποκατάστασης της λειτουργίας των φωνητικών χορδών Renu Voice	Soluvos		850,00€ +24% ΦΠΑ
---	----------------	--	----------------------------

Στροβοσκοπικός Εξοπλισμός Ιατρείου Φωνής

Περιγραφή	Οίκος	Φωτογραφία	Τιμή
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΣΤΡΟΒΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ – FULL HD, “ENDOSTROBE PL SPECTAR”	XION		65.000,00€ + 24% ΦΠΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ DIVAS, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ	XION		31.000,00€ + 24% ΦΠΑ
Εύκαμπτο βίντεο- ρινοφαρυγγοσκόπιο υψηλής ευκρίνειας (HD) “XN HD”, με ενσωματωμένο μικρόφωνο και εργονομικό σχεδιασμό, διαμέτρου 3.6/3.9mm και μήκους 300mm 329 309 401	XION		27.000,00€ +24% ΦΠΑ

Κεφαλή κάμερας Άκαμπτο ενδοσκόπιο λάρυγγος ψυχρού φωτισμού με λαβή. Διαμέτρου 7 mm με γωνία όρασης 70° μοιρών και μήκους 180 mm			16.500,00€ +24%ΦΠΑ
ΠΑΚΕΤΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΩΝΗΣΗΣ •Εξέταση EGG •Εξέταση STROBOSCOPY ANALYSIS •Εξέταση VOICE RANGE PROFILE •Εξέταση SINGING-VOICE ANALYSIS •Εξέταση SPEAKING-VOICE ANALYSIS •Εξέταση STROBOKYMOGRAPHY •Εξέταση VOICE STRAIN TEST •Εξέταση FEES (Flexible Endoscopic Evaluation of Swallowing) •Εξέταση VOICE HANDICAP INDEX •Ειδικό Μικρόφωνο κεφαλής (Headset) και ειδικά ηλεκτρόδια EGG	XION		9.000,00€ +24% ΦΠΑ

Παρατίθεται συγκριτικός πίνακας CO2 LASER VS BLUE LASER & RF

	CO2 LASER	BLUE LASER 450nm	ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ CURIS 4MHz Arrow-tip electrodes
			
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΑΡΥΓΓΑ			
Χορδεκτομή	✓	✓	✓
Κακοήθεις όγκοι του λάρυγγα	✓		✓

Οίδημα Reinke		✓	✓
Θηλώματα	✓	✓	✓
Κύστεις κομβία			✓
Κοκκιώματα	✓		✓
Αιμ.Πολύποδες φωνητικών χορδών		✓	✓
Λευκοπλακία	✓	✓	
Αγγειακές εκτασίες	✓	✓	✓
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΡΙΝΟΣ			
Υπερτροφία των Κάτω Ρινικών Κογχών			✓
Ρινορραγίες		✓	✓
DCR		✓	✓
Ευρυαγγείες		✓	✓
Ρινόφυμα	✓	✓	✓
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΑ			
Βλάβες Στοματικής Κοιλότητας & Γλώσσας	✓	✓	✓
Όγκοι στοματοφάρυγγα - παραφαρυγγικού χώρου	✓		✓
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΩΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ			
Αναβολοτομής ή αναβολεκτομής Διάνοιξη της μικροθυρίδας της πλάκας του αναβολέα	✓	✓	
Αγγειακοί όγκοι Glomus	✓	✓	
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ			
Αφαίρεση καλοηθών δερματικών βλαβών: Σπίλοι, υπερκερατώσεις, κονδυλώματα	✓	✓	✓
	80.000,00€ +ΦΠΑ	25.000,00€ + ΦΠΑ	

